


## ● 사용 기간



- 3.5일 사용 후 일반 폐기물로 폐기

## ● 주입 가능한 인슐린 종류 / 용량



- 초속효성 (휴마로그, 노보라피드) 인슐린 바이알만 사용
- 80 단위 (최소) ~ 200 단위 (최대)

## ● 바늘 길이 / 패치 무게



- 4.75 mm의 소프트 캐놀라 / 29.4g

## ● 방수 기능



패치	○	샤워 및 수영 가능
스마트 기기	✕	물에 노출되지 않도록 사용

## ● 온도



- 패치 시작 온도: 10 °c 이상 (상온 인슐린 주입)
- 사용 온도: 4.4 ~ 37° C    보관 온도: 4.4 ~ 30° C

## ● 데이터 저장



- 최대 90일치 이력 저장
- 나르샤 앱에 저장된 데이터를 다운로드 및 저장을 하고 싶다면 이오브릿지 웹사이트를 사용하세요.

## ● 통신

- 최대 3m 거리에서 통신이 되며, 패치 적용 후에는 나르샤 앱이 설치된 스마트 기기를 항상 휴대하십시오.
- 통신 단절이 일시적으로 발생하더라도, 나르샤 앱에서 주입 실행된 인슐린을 패치는 계속 주입합니다.

